



## 遺伝子組換え生物に関する情報提供

### 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をしています

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 製品名     | SRV™ iPSC-3 Vector                |
| プロダクト番号 | S1011626A / S1011626P / S1011626T |
| 製造者     | ときわバイオ株式会社                        |

本製品は研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に該当します。ご使用に際しては、下記法令における第二種使用等の取扱いに従い、適切な拡散防止措置(P2レベル)を執って下さい。

法令:

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律  
(通称 カルタヘナ法)

#### ◆宿主または微生物等の名称

センダイウイルス

#### ◆挿入遺伝子

ヒト OCT3/4 遺伝子、ヒト KLF4 遺伝子、ヒト SOX2 遺伝子、ヒト c-MYC 遺伝子、ヒト NANOG 遺伝子、ヒト LIN28 遺伝子、オワンクラゲ由来 EGFP 遺伝子、*Streptomyces alboniger* 由来ピューロマイシン耐性遺伝子

#### ◆遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

施行規則第16条第1号、第2号または第4号に基づく使用等について

該当しません。

#### ◆連絡先

ときわバイオ株式会社

〒305-0047 茨城県つくば市千現2-1-6 つくば研究支援センター

担当責任者 中西 真人

TEL 029-893-6040

#### ◆廃棄方法

廃棄の際は、オートクレーブ処理を行って下さい。